






Sistema de impresión *BellaTek*® Encode®

Recomendaciones de laboratorio



1a. Inspeccione el modelo para asegurarse de que sea una **impresión exacta** del pilar de cicatrización BellaTek® Encode. Las impresiones de los pilares de cicatrización BellaTek Encode deben ser claramente visibles.

1b. Toda la circunferencia debería estar 2 mm por encima del tejido blando (1 mm como mínimo). Los códigos deben ser visibles y carecer de roturas, desgarros, burbujas o distorsiones.

2a. Use **escayola de baja expansión**. Para permitir un escaneo adecuado, el modelo debe posibilitar que:

2b. El pilar de cicatrización BellaTek Encode sea visible y muestre 1 mm del cuello, que haya una superficie oclusal sin defectos y una vista clara del tejido circundante. No debería haber poros ni burbujas en la escayola. Pese y mida la escayola y el agua según las instrucciones del fabricante. Deje que la escayola fragüe completamente. No invierta ni monte los modelos de forma prematura.

3. Se deben utilizar modelos sólidos con al menos **2 cm** de base de escayola para acomodar la longitud del análogo del implante que se colocará. **Utilice sólo modelos sólidos sin pins. No seccione los modelos. No utilice placas ni pins. Las placas y pins (de metal o plástico) no son aceptables en los modelos**, ya que causarán daños al equipo y pueden destruir el modelo.

4. Monte los modelos sobre un articulador compatible con las **placas de montaje Adesso® Split** utilizando el registro de mordida. **Use placas de montaje Adesso Split genuinas, que no presenten daños; no vacíe un modelo de placas.**

- Los articuladores compatibles con las placas de montaje magnéticas Adesso Split permiten lograr reproducibilidad en la articulación, y se usan para que el laboratorio no necesite enviar los articuladores a **BIOMET 3i**. Se seleccionaron las placas Adesso Split debido a su disponibilidad global para los clientes. Por consiguiente, se requieren articuladores compatibles con las placas Adesso Split.



- Entre los articuladores compatibles con las placa Adesso Split están los articuladores Baumann y los de la serie Stratos® de Ivoclar, disponibles en los siguientes proveedores: Accu-liner, DUS Dental U, Servo Dental, Tech Quest o visite <http://www.baumann-dental.de>.

- **Debe utilizarse únicamente un articulador correctamente calibrado.** Póngase en contacto con el fabricante para obtener el dispositivo de calibración.

Vaya al paso 5 en la página siguiente. ➡

Sistema de impresión *BellaTek*® Encode®

Recomendaciones de laboratorio (cont.)



5. Los modelos deben **centrarse** sobre las placas de montaje. El escáner lee dónde están situadas las placas. Si el modelo está descentrado con respecto a la placa, no se escaneará correctamente.

- Articule los modelos utilizando un registro de mordida y fíjelos en posición. Coloque los modelos en un articulador calibrado con placas Adesso® Split en posición vertical. Fije la placa plástica de montaje a la placa magnética.
- Coloque los modelos articulados en el centro de las placas de montaje. Sujete los modelos mientras aplica las placas de montaje. No utilice un arco facial durante este procedimiento de montaje. No ajuste la placa de montaje magnética. Aplique material de base de escayola para fijar la placa plástica al modelo articulado y espere a que fragüe. Repita el proceso para realizar el montaje en la placa inferior. **La altura de cada modelo montado no puede exceder los 50 milímetros (altura total combinada de 100 mm).**

Use el formulario de orden de trabajo **BellaTek® Encode** disponible online. Las órdenes de trabajo deben ser legibles, estar completas e incluir el número de cuenta, nombre de la cuenta, ID del paciente, código postal del odontólogo, tipo de margen, posición y notas adicionales relacionadas con el caso.

- Las órdenes de trabajo incompletas o ilegibles, o no usar la última versión del formulario de órdenes de trabajo, son causas comunes de los retrasos en los casos.
- Envíe el modelo maestro, el modelo antagonista y el registro de mordida junto con el formulario de orden de trabajo. No envíe los articuladores, ya que no son necesarios, son pesados, pueden sufrir daños y aumentarán los gastos de envío.**

6. Para modelos con múltiples unidades, se recomienda una **estructura de prueba metálica o de resina acrílica**.

No disponible en todos los mercados.

Por favor consulte a su representante local **BIOMET 3i** de ventas sobre la disponibilidad.

BIOMET 3i™

BIOMET 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 902-34-34-31
www.biomet3i.es

EC REP

BIOMET 3i Dental Ibérica S.L.
EMEA Headquarters
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona) Spain
Tel.: +34-93-470-55-00
Fax: +34-93-371-78-49



BellaTek, BelleTek design y Encode son marcas registradas de BIOMET 3i LLC. Providing Solutions – One Patient At A Time es una marca comercial de BIOMET 3i LLC. Adesso es una marca registrada de Baumann Dental GmbH. Stratos es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG. ©2013 BIOMET 3i LLC.

Todas las marcas comerciales son propiedad de BIOMET 3i LLC, salvo que se especifique otra cosa. Este material está destinado a los clínicos exclusivamente, y NO para su distribución a los pacientes. Este material no se debe redistribuir, duplicar o divulgar sin el expreso acuerdo por escrito de BIOMET 3i. Para mayor información sobre el producto, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos, consulte el prospecto de producto y el sitio web de BIOMET 3i.



INST1080S
REV A 04/14