

RealGUIDE™ Z3D Kit für navigierte Chirurgie

Entwickelt für Zimmer Biomet TSV®, Trabecular Metal™ und Eztetic® Zahnimplantate

KOMPLETT
NAVIGIERT!



 RealGUIDE™ Z3D
GUIDED SURGERY KIT

RealGUIDE Z3D KIT FÜR NAVIGIERTE CHIRURGIE

Das RealGUIDE Z3D Kit für navigierte Chirurgie enthält Instrumente, die für den geplanten Eingriff benötigt werden. Es wurde für die Verwendung mit den Implantatsystemen **TSV, Trabecular Metal und Eztetic** von Zimmer Biomet entwickelt.

Die Kit-Informationen sind in der RealGUIDE Software-Suite abrufbar, einem offenen System für Diagnose und fortschrittliches Bohrschablondesign, das Sie mit maßgeschneiderten Bohrberichten unterstützt, damit Sie optimal für die zahnärztliche Implantattherapie vorbereitet sind.



RealGUIDE Software-Suite
mit PLAN-, APP-, GUIDE-Modulen

- Vollständig navigierte Insertion von Zimmer Biomet Dental Eztetic 3,1 mm Implantaten und TSV/TM Implantaten in den Größen 3,7 mm, 4,1 mm und 4,7 mm
- Farbcodiert für einfache Verwendung
- Kompaktes Kit, das gut für Zahnarztpraxen mit begrenztem Platzangebot geeignet ist
- Bei der Vorbereitung der Osteotomie sind keine Reduzierungsgriffe oder Schlüssel erforderlich
- Die Beschichtung der Bohrer mit diamantartigem Carbon (DLC, Diamond-Like Carbon) sorgt für Verschleißfestigkeit
- Umfasst Implantat-Einbringpfosten mit Sechskant, passend zum Sechskant der entsprechenden Schablondhülsen
- Eine Aufnahme zur Zwischenlagerung des Implantatfläschchens zum Entfernen der Einbringhilfe (Fixture Mount Transfer, FMT) der TSV Implantate ist verfügbar. So können die TSV Implantate vollständig geführt, mit der RealGUIDE Einbringhilfe durch die Bohrschablonen eingesetzt werden
- Es stehen Bohrprotokolle sowohl für weichen als auch dichten Knochen zur Verfügung

Produkt	Artikel-Nr.
RealGUIDE Z3D Chirurgie-Kit	3DM0070Z




WEITERE INFORMATIONEN
INFORMATIONEN ZUM RealGUIDE
Z3D KIT FÜR NAVIGIERTE
CHIRURGIE FINDEN SIE UNTER
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Kontaktieren Sie uns

unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com
oder besuchen Sie uns unter zbdguided surgery.com

 **RealGUIDE™ Z3D**
GUIDED SURGERY KIT

Alle hierin enthaltenen Inhalte sind durch Urheberrecht, Markenrecht oder sonstige geistige Eigentumsrechte geschützt, die Eigentum von 3Diemme SRL oder seinen verbundenen Unternehmen sind oder an diese lizenziert wurden, sofern nicht anders angegeben, und dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Eigentümer weder ganz noch in Teilen weitergegeben, vervielfältigt, neu veröffentlicht oder nachgedruckt werden. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte von 3Diemme SRL oder seinen verbundenen Unternehmen hergestellt und von 3Diemme SRL und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder und/oder Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. ZB1317DE REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.


0051 Zertifikat Nr. 003/MDR

