

Kit de cirugía guiada RealGUIDE™ Z3D

Diseñado para los implantes dentales TSV®, Trabecular Metal™ y Eztetic® de Zimmer Biomet

GUIADO
COMPLETO



 RealGUIDE™ Z3D
GUIDED SURGERY KIT



KIT PARA CIRUGÍA GUIADA REALGUIDE Z3D

El kit para cirugía guiada RealGUIDE Z3D contiene los instrumentos necesarios para la cirugía planificada. Se ha diseñado para usarse con los sistemas de implantes **TSV, Trabecular Metal y Eztetic** de Zimmer Biomet.

La información del kit está disponible en el paquete de software RealGUIDE, un sistema abierto para el diagnóstico y el diseño avanzado de la guía quirúrgica que le facilitará informes de fresado personalizados para que afronte bien preparado el tratamiento de implantología.

- Colocación totalmente guiada del implante Eztetic de 3,1 mm de Zimmer Biomet Dental y de los implantes TSV/TM de 3,7 mm, 4,1 mm y 4,7 mm.
- Codificación de colores para facilitar su uso.
- Kit compacto; útil para clínicas dentales con espacios reducidos.
- No es necesario utilizar tutores ni llaves durante la preparación de la osteotomía.
- El revestimiento de DLC (carbono tipo diamante) de las fresas hace que sean resistentes al desgaste.
- Las monturas de los implantes tienen una terminación hexagonal que permite alinearlas con la conexión hexagonal de los casquillos guía correspondientes.
- Hay disponible una peana de sujeción del vial del implante que permite retirar la montura de implante/transferencia (FMT) de los implantes TSV y colocarlos de forma totalmente guiada a través de las guías quirúrgicas.
- Protocolos disponibles para hueso blando y denso.



Paquete de software RealGUIDE con los módulos PLAN, APP y GUIDE

Producto	Referencia
Kit quirúrgico RealGUIDE Z3D	3DM0070Z



MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DEL KIT DE CIRUGÍA
GUIADA RealGUIDE z3D en
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Póngase en contacto con nosotros

llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zbdguidedurgery.com

Todo el contenido del presente documento está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, según corresponda, y es propiedad o licencia de 3Diemme SRL o sus afiliados, salvo que se indique lo contrario. Además, no se debe divulgar, duplicar, reeditar ni reimprimir, ni en su totalidad ni en parte, sin el consentimiento expreso por escrito del propietario. Salvo que se indique lo contrario, 3Diemme SRL o sus afiliados se encargan de la fabricación de todos los productos. Por otro lado, 3Diemme SRL y sus socios comerciales autorizados los comercializan y los distribuyen. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a cualquier otro destinatario. ZB1317ES REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

