

Plateau pour lavage d'instruments de chirurgie dentaire



1 Compartimentalisé

Pouvant contenir de petits instruments réutilisables, ce plateau se compose de deux compartiments amovibles, l'un équipé d'œillets pour insérer les embouts de fixation de type ISO latch pour forets et outils, et l'autre destiné au rangement d'autres petits instruments.

2 Compatibilité

Sa conception poreuse et en acier inoxydable permet d'évacuer des détergents et l'eau qu'utilisent les laveurs et désinfecteurs thermiques automatiques dans la procédure de lavage et de rinçage.

3 Utilisation universelle

Peut contenir les petits instruments de l'ensemble de la gamme des systèmes d'implants fournis par Zimmer Biomet Dental.

Plateau pour lavage d'instruments de chirurgie dentaire

Conçu en acier inoxydable, ce plateau peut contenir de petits instruments d'implantologie dentaire réutilisables et être placé dans un désinfecteur thermique où il sera automatiquement lavé et désinfecté.

COMPARTIMENTALISÉ

- Plateau de lavage composé de deux parties amovibles
- Compartiment à œillets pouvant contenir un maximum de 50 instruments utilisant des embouts de fixation de type ISO latch
- Compartiment de rangement doté d'un couvercle rabattable pouvant contenir de petits instruments n'utilisant pas des embouts de fixation de type ISO latch



COMPATIBILITÉ

- Conception en acier inoxydable adaptée aux solutions enzymatiques et alcalines qu'utilisent les laveurs/désinfecteurs thermiques automatiques
- Conception poreuse permettant l'évacuation des détergents et de l'eau utilisés dans la procédure de lavage et de rinçage



UNIVERSEL

- Peut contenir les petits instruments d'implantologie dentaires réutilisables de l'ensemble de la gamme des systèmes d'implants dentaires Zimmer Biomet pour un nettoyage automatisé



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA COMMANDE :

Référence	Description
ZBDWT01	Plateau pour lavage d'instruments de chirurgie dentaire

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Batiment Quebec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel : +33-1-45-12-35-35
Fax : +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médicale. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de Zimmer Biomet Dental. ZB0512FR RÉV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

