



Kit pour contre-angle dynamométrique

Contrôleurs de couple pré-calibrés

Tous les contrôleurs de couple dans un seul kit facile d'utilisation


- Plusieurs configurations de kit par souci de commodité

Composants multi-fonctionnels

- Fonctionnement en marche avant et en marche arrière offrant une souplesse de restauration

Design contre-angle

- Accès aux sites difficiles à atteindre
- Facilite l'accès aux sites difficiles à atteindre



Informations produit

Description	Numéros de référence	NPSDKO Kit d'accessoires pour tournevis dynamométrique prothétique	NCATDO Kit d'accessoires pour contre-angle dynamométrique	NCATDOC Kit d'accessoires pour contre-angle dynamométrique Certain®
Tournevis à hexagone postérieur étroit, L 17 mm	PHD02N	•	•	•
Tournevis postérieur étroit à tête carrée, L 17 mm	PSQD0N	•	•	
Corps de contre-angle dynamométrique*	HTD-C	•	•	•
Embout contre-angle pour tournevis étroit à tête hexagonale, L 24 mm	RASH3N	•	•	•
Embout contre-angle pour tournevis étroit à tête hexagonale, L 30 mm	RASH8N	•	•	•
Embout contre-angle pour tournevis étroit à tête carrée, L 24 mm	RASQ3N	•	•	
Embout contre-angle pour tournevis étroit à tête carrée, L 30 mm	RASQ8N	•	•	
Embout contre-angle en acier pour tournevis	RASA3	•	•	•
Contrôleur de couple contre-angle, 10 Ncm*	TD-10	•		
Contrôleur de couple contre-angle, 20 Ncm*	TD-20	•	•	•
Contrôleur de couple contre-angle, 35 Ncm*	TD-35	•	•	
Manche de pré-action pour contre-angle	CATDH	•	•	•
Plateau de tournevis prosthétiques	PSDT1	•	•	•
Tournevis étroit pour transfert d'empreinte	ICD00	•		
Tournevis pour pilier postérieur, L 17 mm	PAD00	•		
Tournevis pour pilier standard, L 24 mm	PAD24	•		
Tournevis postérieur pour écrous à fente, L 17 mm	PSD00	•		
Tournevis standard pour écrous à fente, L 24 mm	PSD01	•		
Tournevis standard étroit à tête carrée, L 24 mm	PSQD1N	•		
Tournevis standard étroit à tête hexagonale, L 24 mm	PHD03N	•		
Embout contre-angle pour tournevis pour écrous à fente, L 24 mm	RASD1	•		
Embout contre-angle pour tournevis pour écrous à fente, L 30 mm	RASD6	•		

Garantie du fabricant limitée à un an. Consultez zimmerbiometdental.com pour plus d'informations.

* Distribution : Zimmer Biomet Dental. Fabrication : NSK Nakanishi, Inc., vendu séparément.

Contactez-nous au 1.800.363.1980 ou rendez-vous sur
zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tél. : + 1-561-776-6700
Télécopie : 1.561.776.1272

Zimmer Biomet Dental Canada
2323 Argentia Road
Mississauga, On
Canada
Tél: 1.800.363.1980
Fax: 1.561.776.1272

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, par ses partenaires de commercialisation). Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. L'autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées dans certains pays ou certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0350CAN_FR RÉV A 10/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

