



Forets à Usage Unique

Pour les Systèmes d'Implants T3[®] et Osseotite[®]

Les forets que vous connaissez.
La précision que vous recherchez.

1 Efficacité de forage tout le temps

- Utilisez les mêmes séquences et protocoles de forage que les forets réutilisables avec les avantages supplémentaires d'utiliser de nouveaux forets efficace pour chaque patient


2 Conditionné déjà stérile

- Préparation simple et rapide du protocole
- Vos forets sont prêts lorsque vous l'êtes

3 Manchon de sécurité

- Empêche la réutilisation accidentelle en se modifiant pendant la stérilisation
- Codifié par couleur pour une identification rapide des forets et une préparation sécurisée du site

Chaque patient est différent. Leurs forets devraient l'être aussi.



Forets de préparation

Description	Jetable
Fraise boule, 2 mm	RD100SP
Foret pilote pointeur ACT	ACTPSDSP
Foret pilote, 2-3 mm	PD100SP
Foret d'évasement - Certain 4, 1 mm	CD100SP
Foret d'évasement/Pilote, 5 mm	CD500SP
Foret d'évasement/Pilote, 6 mm	CD600SP

Forets de façonnage Quad

Longueurs de forage	3.25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8,5 mm	QSD3285SP	QSD485SP	QSD585SP	QSD685SP
10 mm	QSD3210SP	QSD410SP	QSD510SP	QSD610SP
11,5 mm	QSD3211SP	QSD411SP	QSD511SP	QSD611SP
13 mm	QSD3213SP	QSD413SP	QSD513SP	QSD613SP
15 mm	QSD3215SP	QSD415SP	QSD515SP	QSD615SP

Forets hélicoïdaux ACT®

Longueurs d'implant	Longueurs de forage	2 mmD	2,75 mmD	3 mmD	3,15 mmD	3,25 mmD	3,85 mmD	4,25 mmD	4,85 mmD	5,25 mmD
7 - 8.5 mm	8.5 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4285SP	ACT4885SP	ACT5285SP
7 - 10 mm	10 mm	ACT2010SP	ACT2710SP	ACT3010SP	ACT3110SP	ACT3210SP	ACT3810SP	—	—	—
7 - 13 mm	13 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4213SP	ACT4813SP	ACT5213SP
7 - 15 mm	15 mm	ACT2015SP	ACT2715SP	ACT3015SP	ACT3115SP	ACT3215SP	ACT3815SP	—	—	—
7 - 18 mm	18 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4218SP	ACT4818SP	ACT5218SP
7 - 20 mm	20 mm	ACT2020SP	ACT2720SP	ACT3020SP	ACT3120SP	ACT3220SP	ACT3820SP	—	—	—

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Batiment Quebec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel : +33-1-45-12-35-35
Fax : +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Les Forets à Usage Unique sont fabriquée par Dentsply Maillefer. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médical. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de Zimmer Biomet Dental. ZB0922FR REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

