

Universal-Einbringinstrument für die Innenverbindung

mit GemLock®-Technologie für die Certain®-Verbindung



1 Sicherer Sitz

Berührungslose Einbringinstrumente bieten einen sicheren, zuverlässigen Sitz

2 Gleichbleibende Performance

Haltbare synthetische Rubine verlängern die Haltbarkeit der Aufsätze und sorgen dafür, dass Einbringinstrumente ihre stets gleiche Leistungsfähigkeit behalten

3 Überlegene Kontrolle

GemLock-Technologie greift die Komponenten im Inneren und sorgt somit für einen präzisen Sitz für eine gute Handhabung



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Universal-Einbringinstrument für die Innenverbindung

Mit GemLock-Technologie für die Certain-Verbindung

SICHERER SITZ

- Innen greifende Einbringinstrumente, für das chirurgische Winkelstück, mit denen Sie Implantate, Gingivaformer und Deckschrauben mit der Certain-Verbindung aufnehmen und inserieren können
- Die Übertragung von der Verpackung zum Patienten ohne das Risiko des Fallenlassens steigert die Effizienz, verringert die Behandlungszeit und minimiert das Potenzial für eine Kontamination des Implantats

GLEICHBLEIBENDE PERFORMANCE

- Der federgelagerte synthetische Rubin sichert das Implantat immer wieder zuverlässig am Einbringinstrument
- Synthetische Rubine besitzen einen extremen Abrasionswiderstand und geringen Abrieb, was zu einer verlängerten Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Einbringinstrumente führt



ÜBERLEGENE KONTROLLE

- Überlegenes Einbringen mit dynamischer taktiler Reaktion und berührungslosem Transfer während der Implantatoperation für eine einfachere, kontrolliertere Insertion
- Greift Komponenten im Inneren, um die Präzision zu erhöhen, und ist damit ideal zur Verwendung in engen Interdentalräumen



GemLock-Technologie

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung
IIPDTUL	Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (lang)
IIPDTUS	Universal-Einbringinstrument für Innenverbindung (kurz)

Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie uns unter www.zimmerbiometdental.de

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet. Alle Produkte werden von einem oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental (und im Falle des Vertriebs und Marketings, seinen autorisierten Handelspartnern) vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt und stellen keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0570DE REV A 05/18 ©2018 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

