

Pontas transportadoras para colocação universal de conexões internas

Com tecnologia GemLock® para conexões Certain®



1 Encaixe Seguro

Os transportadores sem contacto proporcionam um encaixe seguro e fiável

2 Desempenho Consistente

Os rubis sintéticos e duradouros aumentam a longevidade da ponta transportadora e asseguram que os transportadores se mantêm consistentes ao longo de várias utilizações

3 Controlo Superior

A tecnologia GemLock encaixa os componentes internamente para um manuseamento preciso



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Pontas transportadoras para colocação universal de conexões internas

Com tecnologia GemLock para conexões Certain

ENCAIXE SEGURO

- Pontas transportadoras de encaixe interno que se ligam às peças de mão cirúrgicas de modo a retirar e transportar os implantes, os pilares de cicatrização e os parafusos de fecho com Conexão Certain
- A não ocorrência de quedas de material durante a sua transferência, desde a embalagem até ao paciente, aumenta a eficiência, diminui o tempo no consultório e minimiza o risco de contaminação do implante

DESEMPENHO CONSISTENTE

- Os rubis sintéticos acionados por mola fixam o implante ao transportador de forma fácil e recorrente
- Os rubis sintéticos têm uma elevada resistência à abrasão e uma baixa fricção de desengate, resultando numa maior longevidade e melhor desempenho das pontas transportadoras

CONTROLO SUPERIOR

- Um transporte superior com uma resposta tátil dinâmica e uma transferência sem contacto durante uma cirurgia de implantes para uma experiência mais simples e controlada
- Encaixa os componentes internamente para uma maior precisão, sendo a opção ideal para utilização em espaços interdentais estreitos



Tecnologia GemLock

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

Referência do produto	Descrição
IIPDTUL	Ponta transportadora para colocação universal de conexões internas (longa)
IIPDTUS	Ponta transportadora para colocação universal de conexões internas (curta)

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou
visite o site zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C./Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: + 34-93-470-59-50
Fax: +34 93-372-11-25
Atención al cliente: 800 827 836

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da distribuição e marketing, pelos parceiros de marketing autorizados). Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médica. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0570PT REVA 05/18 ©2018 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

