



Fresas desechables

Para los sistemas de implantes T3® y Osseotite®

La fresa que ya conoce.
El filo que necesita.

1 Corte perfecto en cada momento

- Utilice las mismas secuencias y protocolos que con las fresas de múltiples usos con el beneficio añadido de una fresa con filo nuevo para cada paciente


2 Envase estéril

- Proceso de preparación rápido
- Sus fresas están preparadas cuando usted lo esté

3 Collar de seguridad

- Previene una reutilización accidental por su deformación durante la esterilización
- Codificadas por color para una identificación rápida de la fresa y una preparación del lecho fiable

Cada paciente es distinto. Sus fresas también lo han de ser



Fresas de Inicio

Descripción	Desechable
Fresa Redonda, 2 mm	RD100SP
Fresa de inicio ACT	ACTPSDSP
Fresa piloto, 2-3 mm	PD100SP
Fresa de avellanado - Certain 4,1 mm	CD100SP
Fresa piloto/avellanado, 5 mm	CD500SP
Fresa piloto/avellanado, 6 mm	CD600SP

Fresas de perfil QSD

Longitud de las fresas	3,25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8,5 mm	QSD3285SP	QSD485SP	QSD585SP	QSD685SP
10 mm	QSD3210SP	QSD410SP	QSD510SP	QSD610SP
11,5 mm	QSD3211SP	QSD411SP	QSD511SP	QSD611SP
13 mm	QSD3213SP	QSD413SP	QSD513SP	QSD613SP
15 mm	QSD3215SP	QSD415SP	QSD515SP	QSD615SP

Fresas espirales ACT®

Longitud del implante	Longitud de la fresa	2 mmD	2,75 mmD	3 mmD	3,15 mmD	3,25 mmD	3,85 mmD	4,25 mmD	4,85 mmD	5,25 mmD
7 - 8,5 mm	8,5 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4285SP	ACT4885SP	ACT5285SP
7 - 10 mm	10 mm	ACT2010SP	ACT2710SP	ACT3010SP	ACT3110SP	ACT3210SP	ACT3810SP	—	—	—
7 - 13 mm	13 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4213SP	ACT4813SP	ACT5213SP
7 - 15 mm	15 mm	ACT2015SP	ACT2715SP	ACT3015SP	ACT3115SP	ACT3215SP	ACT3815SP	—	—	—
7 - 18 mm	18 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4218SP	ACT4818SP	ACT5218SP
7 - 20 mm	20 mm	ACT2020SP	ACT2720SP	ACT3020SP	ACT3120SP	ACT3220SP	ACT3820SP	—	—	—

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Las Fresas desechables son fabricadas por Dentsply Maillefer. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0922ES REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

