

Bandeja para el lavado de material quirúrgico



1 Compartimentalizada

Alberga los instrumentos pequeños y reutilizables en dos compartimentos extraíbles, uno con arandelas para fijar el extremo de bloqueo de las fresas y herramientas, y otro para dar cabida a otros instrumentos pequeños.

2 Compatibilidad

Su diseño poroso en acero inoxidable permite el paso del detergente y del agua durante los procesos de limpieza y aclarado en máquinas limpiadoras automáticas y en termodesinfectantes.

3 Aplicación universal

Permite albergar instrumentos pequeños para diferentes sistemas de implantes ofrecidos por Zimmer Biomet Dental.

Bandeja para el lavado de material quirúrgico

La bandeja para el lavado de material quirúrgico está fabricada en acero inoxidable y puede albergar instrumentos pequeños y reutilizables para implantología dental durante el proceso automático de lavado y desinfección llevado a cabo por un termodesinfectante.

COMPARTIMENTALIZADA

- La bandeja de lavado contiene dos componentes extraíbles
- El compartimento con arandelas puede albergar hasta 50 instrumentos dotados de un cabezal de bloqueo conforme a la norma ISO
- El compartimento con tapa puede albergar los instrumentos pequeños que no disponen de bloqueo



COMPATIBILIDAD

- Diseño en acero inoxidable compatible con soluciones enzimáticas y alcalinas usadas por las máquinas limpiadoras automáticas/termodesinfectantes
- Su diseño poroso permite el paso del detergente y del agua durante el proceso de limpieza y aclarado



UNIVERSAL

- Alberga instrumentos pequeños de implantología para diferentes sistemas de implantes ofrecidos por Zimmer Biomet Dental durante el proceso de limpieza automático



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

Referencia	Descripción
ZBDWT01	Bandeja para el lavado de material quirúrgico

**Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es**

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/ Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0512ES REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

